

Sistema 4D De Hifu Vaginal E Hifu Facial

Número do item: BL-509



introdução

Sistema profissional 2-em-1 de HIFU vaginal e HIFU facial 4D para clínicas médicas estéticas profissionais. Rejuvenescimento não invasivo da pele, remoção de rugas, contorno corporal e rejuvenescimento vaginal com sondas de HIFU 4D multi-linha e vaginal. Estimula o colágeno, sem tempo de inatividade, seguro e eficaz.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Benefício-Chave
Redução de Rugas Faciais	Utiliza as cápsulas DS-1.5 e DS-3.0 para entregar ultrassom focalizado à epiderme e derme, estimulando a produção de colágeno e elastina em áreas como pés de galinha, linhas da testa e rugas periorais.	Suaviza linhas finas e melhora a textura da pele com um tratamento natural e sem tempo de inatividade.
Lifting Facial Completo	Utiliza a cápsula DS-4.5 na profundidade de 4,5 mm para atingir a camada SMAS, levantando as bochechas caídas, papadas e sobrelinhas para um efeito de lifting facial não cirúrgico.	Proporciona um efeito visível de lifting e contorno facial mais firme sem incisões.
Contorno do Rosto e Queixo	Usa as cápsulas de 4,5 mm e a opcional de 8 mm para firmar a pele submentoniana e redefinir a linha da mandíbula, reduzindo a aparência de papada.	Cria um perfil facial mais definido e jovem.
Contorno Corporal e Redução de Gordura	A cápsula opcional de 13 mm concentra energia térmica nas camadas de gordura subcutânea, induzindo lipólise e reduzindo depósitos localizados de gordura no abdômen, flancos e coxas.	Escultura corporal não invasiva com redução mensurável da circunferência.
Refinamento de Cicatrizes de Acne e Poros	As sondas superficiais de 1,5 mm e 3,0 mm estimulam a remodelação do colágeno para preencher cicatrizes deprimidas e minimizar poros dilatados.	Restaura uma superfície da pele lisa e uniforme e reduz o tamanho dos poros.
Melhoria do Tom da Pele & Clareamento	A cápsula de 3,0 mm acelera a renovação celular e a síntese de colágeno, levando à melhoria do tom da pele, redução da pigmentação e uma tez mais radiante.	Atinge luminosidade juvenil e tom de pele uniforme.
Firmeza Vaginal	As cápsulas vaginais específicas de 3,0 mm e 4,5 mm entregam HIFU à lâmina própria e à camada muscular, causando desnaturação do colágeno e subsequente firmeza do canal vaginal.	Melhora o tônus vaginal, aumenta o conforto íntimo e apoia o bem-estar sexual.
Lubrificação Vaginal e Aumento da Sensibilidade	O tratamento submucoso de 3,0 mm acelera a regeneração celular e promove a lubrificação natural ao revitalizar a função glandular.	Alivia a secura vaginal e aumenta a sensibilidade para melhor satisfação íntima.
Redução de Olheiras e Bolsas	O direcionamento preciso da delicada área periorbital com a cápsula de 1,5 mm firma a pele e reduz a aparência de bolsas e olheiras.	Revitaliza a área dos olhos, deixando-a com aparência mais brilhante e jovem.

Parâmetro	Especificação
Modelo	BL-509
Modos	HIFU Vaginal e HIFU Facial 4D
Potência	400W
Tensão	100-240V, 50Hz/60Hz
Energia	Até 2,0 J
Cápsulas Vaginais	3,0 mm e 4,5 mm
Cápsulas Faciais	1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm (8 mm e 13 mm opcionais)

Parâmetro	Especificação
Aplicações por Cápsula	10.000 aplicações
Capacidade Total de Aplicações	50.000 aplicações
Sonda Facial DS-4.5	4 MHz, profundidade de penetração 4,5 mm (atinge a camada SMAS)
Sonda Facial DS-3.0	8 MHz, profundidade de penetração 3,0 mm (atinge a camada de colágeno dérmico)
Sonda Facial DS-1.5	10 MHz, profundidade de penetração 1,5 mm (atinge o tecido epidérmico)
Sonda Vaginal 4,5 mm	Entrega energia à camada SMAS para contração e firmeza
Sonda Vaginal 3,0 mm	Entrega energia ao tecido submucoso para regeneração de colágeno
Peso Bruto	25 kg
Dimensões da Embalagem	65 x 40 x 70 cm