

Máquina De Escultura Corporal Emslim Neo Nova

Número do item: BL-614



introdução

Equipamento profissional de escultura corporal por energia eletromagnética de alta intensidade e RF para construção muscular e redução de gordura simultâneas. Não invasivo, indolor, com quatro manipuladores para tratamentos de várias pessoas. Alcança 30.000 contrações em 30 minutos. Esculpe abdômen, nádegas, braços e coxas. Ideal para clínicas e salões de beleza.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
Escultura Abdominal	Usa contrações supramáximas para atingir o reto abdominal e os oblíquos, construindo músculos densos e definidos enquanto o calor da RF acelera a redução da gordura abdominal.	Alcança um tanquinho visível e força do core sem abdominais; geralmente perceptível após 4 sessões.
Lifting e Tonificação Glútea	Foca nos músculos glúteos para aumentar o volume e o levantamento, reduzindo simultaneamente depósitos de gordura adjacentes para um bumbum contornado e em formato de pêssego.	Lifting glúteo não cirúrgico equivalente a agachamentos intensivos, com formato e firmeza aprimorados.
Tonificação e Definição de Braços	Estimula bíceps e tríceps por meio de pulsos eletromagnéticos profundos, aumentando o tônus muscular e eliminando a gordura flácida da axila.	Enrijece e esculpe os braços, removendo as "asas de morcego" e alcançando uma estética de parte superior do corpo mais elegante.
Contorno de Coxas	Aplica energia nos quadríceps e isquiotibiais para fortalecimento muscular e redução de gordura direcionada nas coxas internas e externas.	Reduz a circunferência da coxa enquanto constrói músculo magro, criando pernas mais proporcionadas e com formato mais bonito.
Restauração Pós-Parto	Ajuda novas mães a restaurar a integridade do músculo do core e reduzir a gordura abdominal pós-gravidez, incluindo o tratamento da diástase retal.	Recupere a confiança do corpo pré-bebê de forma segura, sem cirurgia ou exercícios extensos.
Tratamento Multizona de Corpo Inteiro	Utiliza todos os quatro manipuladores para tratar abdômen, nádegas, braços e coxas simultaneamente em uma única sessão de 30 minutos.	Maximiza a eficiência, oferecendo escultura completa em uma única visita para clientes com pouco tempo.
Tonificação Rápida Pré-Evento	Proporciona ativação muscular instantânea e enrijecimento térmico para resultados estéticos imediatos antes de casamentos, férias ou sessões de fotos.	Melhora visível do tônus muscular e da firmeza da pele em poucas horas, sem necessidade de recuperação.

Categoria de Especificação	Detalhe
Modelo	BL-614
Tecnologia Principal	Eletromagnético Focado de Alta Intensidade (HIEMT) combinado com Radiofrequência Monopolar Focada (RF)
Configuração dos Manipuladores	4 manipuladores; cada um ajustável independentemente; suporta operação síncrona ou separada; design ergonômico de 180° para áreas curvas do corpo
Penetração de Energia	Até 8 cm de profundidade nas camadas de músculo e gordura
Aquecimento por RF	Temperatura controlada entre 43-45 °C; energia RF monopolar focada acessa diretamente o tecido adiposo
Estimulação Muscular	Até 30.000 contrações supramáximas por sessão de 30 minutos, equivalente a 30.000 abdominais/agachamentos
Modos de Operação	Vários modos de treinamento pré-definidos com frequência e intensidade ajustáveis para tratamentos personalizados
Controle de RF	4 canais de RF independentes que permitem saída de energia individualizada e entrega de energia dupla simultânea
Sistema de Resfriamento	Resfriamento a ar ativo integrado evita o superaquecimento dos manipuladores, permitindo operação contínua de longa duração

Categoria de Especificação	Detalhe
Capacidade de Atendimento	1 a 4 pessoas podem ser tratadas simultaneamente
Protocolo Clínico	4 sessões ao longo de 2 semanas para resultados ótimos, conforme estudos clínicos; melhorias visíveis geralmente após a primeira sessão
Áreas de Tratamento	Abdômen, nádegas, braços (bíceps/tríceps), coxas, panturrilhas
Perfil de Segurança	Não invasivo; sem riscos de radiação, choque elétrico ou queimaduras; indolor, não requer anestesia; zero tempo de inatividade
Sensação	Os clientes sentem uma contração muscular quente e suave — sem dor, suor ou desconforto
Pós-Tratamento	Sem período de recuperação; retorno imediato às atividades diárias; pode haver leve fadiga muscular
Construção	Materiais de grau médico; construção robusta para uso diário intenso em clínicas de alto volume
Consumo de Energia	Alimentação elétrica padrão (tensão e frequência disponíveis mediante solicitação)
Certificações	Atende aos padrões internacionais de segurança e qualidade (CE, RoHS, etc.; verifique com o fabricante)
Garantia	Garantia padrão de 1 ano com opções de cobertura estendida; treinamento no local disponível
Dimensões e Peso	Consulte-nos para dados dimensionais específicos; projetado para colocação estacionária com posicionamento flexível dos manipuladores