

Sistema Profissional De Hifu 7D Facial E Vaginal Para Tratamentos Em Clínicas De Hifu

Número do item: BL-512



Introdução

Sistema versátil de HIFU 7D projetado para clínicas profissionais de HIFU, que oferece tratamentos faciais e vaginais, modelagem corporal e firmeza da pele. Conta com ultrassom micro e macrofocado, 9 cartuchos intercambiáveis com até 20.000 disparos cada e uma tela touchscreen grande e intuitiva.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
Lifting e Contorno Facial	Tratamento de rosto completo utilizando cartuchos de 1,5-4,5 mm para levantar bochechas flácidas, definir a linha da mandíbula e suavizar as rugas nasolabiais.	Lifting facial não cirúrgico com firmeza visível em uma sessão, com melhora ao longo de 2-3 meses.
Rejuvenescimento Periorbital	O cartucho patenteado de 2,0 mm atinge os pés de galinha, bolsas sob os olhos e ptose da sobrancelha, entregando energia com segurança ao redor da órbita ocular.	Reduz linhas finas e levanta a área dos olhos sem danos térmicos às estruturas oculares.
Revitalização do Pescoço e Colo	As sondas de 1,5 mm e 3,0 mm tratam linhas horizontais no pescoço e a pele enrugada do colo, uma área comum de envelhecimento precoce.	Suaviza a textura e restaura a firmeza, muitas vezes com uma única passagem.
Redução de Papada e Gordura Submental	Os cartuchos de 4,5 mm e 6 mm concentram energia na gordura supraplasmática, destruindo os adipócitos e firmando a pele sobrejacente.	Contorna o perfil do queixo e pescoço sem injeções de lipólise ou cirurgia.
Modelagem Corporal e Redução de Circunferência	As sondas de 9 mm e 13 mm atingem a gordura localizada no abdômen, flancos e coxas, reduzindo a circunferência e melhorando a flacidez da pele.	Destruição não invasiva de células de gordura com emagrecimento gradual ao longo de 3-12 meses.
Suavização de Celulite	Os cartuchos profundos tratam os septos fibrosos e os glóbulos de gordura responsáveis pela textura "casca de laranja" em coxas e nádegas.	Melhora visivelmente a uniformidade e a textura da superfície da pele, aumentando a confiança do paciente.
Rejuvenescimento e Firmeza Vaginal	As sondas vaginais de 3,0 mm e 4,5 mm contraem as camadas mucosa e muscular, atendendo à flacidez geralmente causada por parto ou envelhecimento.	Melhora a função sexual, aumenta a lubrificação natural e reduz os sintomas de incontinência urinária de esforço.
Retração da Pele Pós-Cirúrgica	Após lipoaspiração ou abdominoplastia, o HIFU acelera o encolhimento da pele e a remodelação do colágeno, melhorando a suavidade do contorno.	Acelera a recuperação e reduz irregularidades na superfície, otimizando os resultados cirúrgicos.

Parâmetro	Valor
Modelo	BL-512
Tecnologia	MMFU (Ultrassom Micro e Macrofocado)
Funções	Firmeza da pele, remoção de rugas, modelagem corporal, firmeza vaginal
Voltagem	110-240V, 50/60Hz
Áreas de Tratamento	Rosto completo, terço inferior do rosto, colo, abdômen, braços, coxas, nádegas, área vaginal
Disparos de HIFU por Cartucho	20.000
Cartuchos Incluídos	Rosto/Corpo: 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,5 mm, 6 mm, 9,0 mm, 13 mm; Vaginal: 3,0 mm, 4,5 mm
Espaçamento de Pontos	5,0-25 mm
Saída de Energia	0,1-3,0 J

Parâmetro	Valor
Tela	Touchscreen de 10,4 polegadas
Peso Bruto	18,0 kg
Tamanho da Embalagem	54 x 46 x 46 cm
Garantia	2 Anos