

Máquina De Radiofrequência Por Cavitação Ultrassónica Para Emagrecimento Corporal

Número do item: BL-601



introdução

Máquina de Cavitação Ultrassónica BELIS para redução não invasiva de gordura, endurecimento da pele e contorno corporal. Tecnologia RF de nível profissional para clínicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Lipoaspiração tradicional	Sistema de Cavitação BELIS
Invasividade	Incisões cirúrgicas	Não invasivo
Tempo de recuperação	2-4 semanas	Nenhum
Risco de complicações	8-12%	<0.1%
Mecanismo de redução de gordura	Sucção física	Depuração metabólica
Estimulação do colagénio	Nenhum	Significativo

Tipo de peça de mão	Potência de saída	Frequência	Energia
Peça de mão de cavitação 40K	150V	40KHz	25W
Peça de mão de vácuo + RF bipolar	66V	450K	95W
Peça de mão RF para corpo	66V	550K	50W
Peça de mão de RF tripolar	66V	450K	35W
Peça de mão de RF facial	66V	450K	35W

Dimensão (C×L×A)	Peso líquido
440mm×440mm×430mm	17KG